

11-deoxy Cortisol

תיאור הבדיקה

קוד CPT

82154

שם הבדיקה

11-deoxy Cortisol

שמות נוספים לבדיקה

קורטיזול דיאוקסי-11, Compound S

לאבחנה/טיפול

1. אבחון חשד לחסר של 11-הידרוקסילאז, כולל אבחנה מבדלת של חסר ב-11-beta-hydroxylase 1 (CYP11B1) לעומת 11-beta-hydroxylase 2 (CYP11B2)2. אבחון
היפראלדוסטרוניזם המגיב לגלוקוקורטיקואידים.3. הערכת היפרפלזיה מולדת של בלוטת יותרת
הכליה אצל ילדים שבבדיקות סקר של ילודים הודגמה עלייה מתונה ברמת
11-hydroxylase של אפשרי חסר על המרמזת, 17-hydroxyprogesterone.

שיטת ביצוע הבדיקה

RadiolImmunoAssay(RIA)

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[אנדוקרינולוגיה](#)

מיקום המעבדה

בנין מטבוליזם אנדוקרינולוגיה וסוכרתקומה 4

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302801

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

אנדוקרינולוגיה והמעבדה המרכזית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

--

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

סוג הדגימה

דם

נפח דגימה

5 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנת ג'ל פקק צהוב

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

גורמים מחוץ לבית החולים: לשלוח בקרור. דגימות שאינן נשלחות ביום הלקיחה יש להפריד את הסרום ולשמור בהקפאה עד למשלוח.

תנאי שינוע

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

--

קריאת תוצאות

מידע כללי

המעבדה אינה מספקת אינטרפטציה קלינית לתוצאות הבדיקה. לקבלת חוות דעת רפואית יש לפנות לגורם רפואי מוסמך.

יחידת מידה

nmol/L

תחום ערכים תקינים

ללא גירוי: קטן מ-21

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

EQAS Immunoassay (Monthly) Program

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO15189

שם הגוף המסמיך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד 22 ימי עבודה ובהתאם לדחיפות

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות