

# Androstenedione

## תיאור הבדיקה

### **CPT קוד**

82154

### **שם הבדיקה**

Androstenedione

### **שמות נוספים לבדיקה**

אנדרוסטנדיון

### **לאבחנה/טיפול**

חלק מפאנל בדיקות: 1. לאבחון של היפרפלזיה מולדת של האדרנל (CAH). 2. לניטור הטיפול ב-  
מוקדמת (Adrenarche) מינית התבגרות של לאבחון. 4. היפראנדרוגניזם לאבחון. 3. CAH.

### **שיטת ביצוע הבדיקה**

Electro-chemi-luminescence-immunoassay (ECLIA)

### **מגבלות השיטה**

נטילת ספירונולאקטון עלולה להשפיע על תוצאת הבדיקה

## פרטי מעבדה מבצעת

## מעבדה מבצעת

[אנדוקרינולוגיה](#)

## מיקום המעבדה

בנין מטבוליזם אנדוקרינולוגיה וסוכרתקומה 4

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302801

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

אנדוקרינולוגיה והמעבדה המרכזית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

--

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

--

סוג הדגימה

דם

## נפח דגימה

5 מ"ל

## כלי קיבול לדגימה

מבחנת ג'ל פקק צהוב

## תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

נשים בתקופת הפוריות: ימים 3-5 למחזורגורמים מחוץ לבית החולים: לשלוח בקרור. דגימות שאינן נשלחות ביום הלקיחה יש להפריד את הסרום ולשמור בהקפאה עד למשלוח.

## תנאי שינוע

## זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

--

## קריאת תוצאות

### מידע כללי

המעבדה אינה מספקת אינטרפטציה קלינית לתוצאות הבדיקה. לקבלת חוות דעת רפואית יש לפנות לגורם רפואי מוסמך.

### יחידת מידה

nmol/L

### תחום ערכים תקינים

Males: 0-14y: 0-1.81 >14y: 0.98-5.32 Females: 0-12y: 0-1.81 >12y: 1.71-4.58 Postmenopause: 0.65-3.74 Women with polycystic ovary syndrome: 2.26-12.1

## בקורות ותקני איכות

### **בקרת איכות חיצונית - EQA**

UK NEQAS for Steroid Hormones

### **בקרת איכות חיצונית חלופית**

EQAS Immunoassay (Monthly) Program

### **הסמכה/התעדה**

ISO15189

### **שם הגוף המסמיך/מתעיד**

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

## מועדי דיגום ותוצאות

**משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)**

עד 2 ימי עבודה, ובהתאם לדחיפות

### **ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:**

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות