

Antimullerian hormone (AMH)

תיאור הבדיקה

קוד CPT

890729

שם הבדיקה

Antimullerian hormone (AMH)

שמות נוספים לבדיקה

(AMH) האנטימלריאני הורמון, Mullerian inhibiting factor (MIF)

לאבחנה/טיפול

למידע על הבדיקה לחץ: מעבדה אנדוקרינית שיבא - בדיקות מיוחדות

שיטת ביצוע הבדיקה

Electro-chemi-luminescence-immunoassay (ECLIA)

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[אנדוקרינולוגיה](#)

מיקום המעבדה

בנין מטבוליזם אנדוקרינולוגיה וסוכרתקומה 4

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302801

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

יש לצרף התחייבות כספית. עבור ביצוע הבדיקה למאושפזים, נדרשת הוראת אנדוקרינולוג . הסדר
תשלום ודיגום במרפאה פנימית א'

המעבדה הקולטת את הדגימה

אנדוקרינולוגיה והמעבדה המרכזית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

--

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

סוג הדגימה

דם

נפח דגימה

5 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנת ג'ל פקק צהוב

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

גורמים מחוץ לבית החולים: לשלוח בקרור. דגימות שאינן נשלחות ביום הלקיחה יש להפריד את הסרום ולשמור בהקפאה עד למשלוח.

תנאי שינוע

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

--

קריאת תוצאות

מידע כללי

המעבדה אינה מספקת אינטרפטציה קלינית לתוצאות הבדיקה. לקבלת חוות דעת רפואית יש לפנות לגורם רפואי מוסמך.

יחידת מידה

micg/L

תחום ערכים תקינים

Female: <29d: 0-0.94 29d-8y: 0-6.16 8y-15y: 0.41-7.42 15y-19y: 0.3-11.81 19y-25y: 1.22-11.72 25y-30y: 0.89-9.85 30y-35y: 0.57-8.13 35y-40y: 0.15-7.54 40y-45y: 0.03-5.47 45y-51y: 0-2.71 51y-55y: 0-0.88 >55y: 0-0.03
Women with polycystic ovary syndrome: 1.86-18.9
Males: <3d: 11-85 3d-5y: 22.4-199.55 5y-12y: 13.6-158.31 12y-15y: 1.3-46.51 15y-19y: 2.4-18.2 >19y: 0.77-14.5

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

UK NEQAS for Peptide Hormones

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO15189

שם הגוף המסמיך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד 5 ימי עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות