

# Calcitonin

## תיאור הבדיקה

### קוד CPT

82308

### שם הבדיקה

Calcitonin

### שמות נוספים לבדיקה

קלציטונין

### לאבחנה/טיפול

1. משמש באבחון ומעקב של סרטן מדולארי של בלוטת התריס ולהערכת התגובה לטיפול. 2. מסייע בהערכה של MENII וסרטן מדולארי משפחתי של בלוטת התריס.

### שיטת ביצוע הבדיקה

Electro-chemi-luminescence-immunoassay (ECLIA)

### מגבלות השיטה

## פרטי מעבדה מבצעת

### מעבדה מבצעת

[אנדוקרינולוגיה](#)

### מיקום המעבדה

בנין מטבוליזם אנדוקרינולוגיה וסוכרתקומה 4

### טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302801

### מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

### המעבדה הקולטת את הדגימה

אנדוקרינולוגיה

### האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

--

### דיגום ושינוע הבדיקה

### תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

לקביעת רמת בסיס רצוי לדגום לאחר צום של 12 שעות.

### סוג הדגימה

דם

### נפח דגימה

5 מ"ל

## כלי קיבול לדגימה

מבחנת ג'ל פקק צהוב

## תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

להעביר מידית למעבדה בקרח. אי עמידה בתנאי זה תביא לפסילת הדגימה. לרשום שעת  
הלקיחה. גורמים מחוץ לבית החולים: יש להפריד את הדם תוך שעה מהלקיחה. את ההפרדה יש לבצע  
בצנטריפוגה מקוררת ולהקפיא את הסרום מידית. חשוב כי הדגימות יגיעו קפואות למעבדה.

## תנאי שינוע

להעביר מידית למעבדה בקרח. אי עמידה בתנאי זה תביא לפסילת הדגימה.

## זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

--

## קריאת תוצאות

### מידע כללי

המעבדה אינה מספקת אינטרפטציה קלינית לתוצאות הבדיקה. לקבלת חוות דעת רפואית יש לפנות  
לגורם רפואי מוסמך.

### יחידת מידה

pg/ml

### תחום ערכים תקינים

Males: 0-8.31 Female: 0-5.17

## בקורות ותקני איכות

### **EQA - בקרת איכות חיצונית**

UK NEQAS for PTH, ACTH and hCT

### **בקרת איכות חיצונית חלופית**

### **הסמכה/התעדה**

ISO15189

### **שם הגוף המסמיך/מתעיד**

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

## מועדי דיגום ותוצאות

**משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)**

עד 2 ימי עבודה, ובהתאם לדחיפות

### **ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:**

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות