

Phospho-Tau 181 CSF

תיאור הבדיקה

קוד CPT

קוד חיוב 808088

שם הבדיקה

Phospho-Tau 181 CSF

שמות נוספים לבדיקה

Phospho-tubulin-associated unit 181 CSF, Tau181P CSF

לאבחנה/טיפול

למידע על הבדיקה לחץ: מעבדה אנדוקרינית שיבא - בדיקות מיוחדות

שיטת ביצוע הבדיקה

Electro-chemi-luminescence-immunoassay (ECLIA)

מגבלות השיטה

רמות ביוטין גבוהות בסרום הנבדק עלולות להשפיע על תוצאת הבדיקה.

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[אנדוקרינולוגיה](#)

מיקום המעבדה

בנין מטבוליזם אנדוקרינולוגיה וסוכרתקומה 4

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302801

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

כחלק מפאנל סמני אלצהיימר (pTau181, Tau-T, Abeta42). ראה גם בדיקות יחס
pTau181/Abeta42, T-Tau/Abeta42

המעבדה הקולטת את הדגימה

אנדוקרינולוגיה והמעבדה המרכזית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

--

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

סוג הדגימה

CSF

נפח דגימה

5.2 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנה לאיסוף CSF הניתנת ע"י המעבדה. דיגום במבחנות אחרות מסוג פוליסטירן או מבחנות זכוכית יפסלו.

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

יש לקחת על פי דף הוראות שניתן ע"י המעבדה. יש להעביר את הדגימה בקרור למעבדה, באמצעות שליח. אין להקפיא. ניתן לאחסן את הדגימה בקרור למשך עד 14 יום מאיסוף ה-CSF

תנאי שינוע

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

קריאת תוצאות

מידע כללי

המעבדה אינה מספקת אינטרפטציה קלינית לתוצאות הבדיקה. לקבלת חוות דעת רפואית יש לפנות לגורם רפואי מוסמך.

יחידת מידה

pg/mL

תחום ערכים תקינים

≤ 27 (=negative)

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמיך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד 5 ימי עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות