

Progesterone

תיאור הבדיקה

קוד CPT

84144

שם הבדיקה

Progesterone

שמות נוספים לבדיקה

פרוגסטרון

לאבחנה/טיפול

1. משמש כמדד לביוץ ותקינות הגופיף הצהוב במחזורים טבעיים או לאחר טיפול השראת ביוץ. 2.
משמש כחלק מפאנל בדיקות להערכה של אי פרויון. 3. בירור הסיבה לדימום חריג ברחם. הערכת
תקינות השליה בהריון בסיכון גבוה. 4. קביעת היעילות של מתן פרוגסטרון הניתן לנשים כדי לתמוך
בהריון ולמנוע הפלה בשלבים מוקדמים של ההריון.

שיטת ביצוע הבדיקה

Electro-chemi-luminescence-immunoassay (ECLIA)

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[אנדוקרינולוגיה](#)

מיקום המעבדה

בנין מטבוליזם אנדוקרינולוגיה וסוכרתקומה 4

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302801

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

אנדוקרינולוגיה והמעבדה המרכזית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

--

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

סוג הדגימה

דם

נפח דגימה

5 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנת ג'ל פקק צהוב

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

גורמים מחוץ לבית החולים: לשלוח בקרור. דגימות שאינן נשלחות ביום הלקיחה יש להפריד את הסרום ולשמור בהקפאה עד למשלוח.

תנאי שינוע

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

--

קריאת תוצאות

מידע כללי

המעבדה אינה מספקת אינטרפטציה קלינית לתוצאות הבדיקה. לקבלת חוות דעת רפואית יש לפנות לגורם רפואי מוסמך.

יחידת מידה

nmol/L

תחום ערכים תקינים

Males: <30d: 0-76930d-12y: 0-3>12y: 0-0.48Female: <30d: 0-76930d-12y:
0-3Follicular phase: 0-0.616Ovulation phase: 0.175-13.2Luteal phase:
13.1-46.3Postmenopause: 0-0.401

בקורות ותקני איכות

EQA - בקרת איכות חיצונית

UK NEQAS for Steroid Hormones

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO15189

שם הגוף המסמיך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד 2 ימי עבודה, ובהתאם לדחיפות

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות