

Reducing substances, Screen, Urine

תיאור הבדיקה

קוד CPT

84375

שם הבדיקה

Reducing substances, Screen, Urine

שמות נוספים לבדיקה

Reducing Substances, מחזרים חומרים, שתן

לאבחנה/טיפול

Testing for inborn errors of carbohydrate metabolism

שיטת ביצוע הבדיקה

Clinitest

מגבלות השיטה

False positive results due to certain drugs.

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

מטבולית (ביוכימיה קלינית)

מיקום המעבדה

אגף מעבדות קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302553

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

על-אוטומטית

המעבדה הקולטת את הדגימה

יש לשלוח אנמנזה כולל רשימת תרופות

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

סוג הדגימה

שתן אקראי

נפח דגימה

3 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנה לדיגום שתן ללא תוסף פקק שקוף

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

דגימה: שתן מוקדם בבוקר

תנאי שינוע

הקפאה

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

21 ימים

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

שלילי/חיובי

תחום ערכים תקינים

שלילי

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמיך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

5 ימי עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות