

Sulfite Test

תיאור הבדיקה

CPT קוד

שם הבדיקה

Sulfite Test

שמות נוספים לבדיקה

Sulfite, Urine, בשתן סולפיטים

לאבחנה/טיפול

Diagnosis of metabolic disorders related to sulfur metabolism

שיטת ביצוע הבדיקה

אנזימתית

מגבלות השיטה

Requires proper storage and handling for reliable results. Only fresh sampling !!

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[מטבולית \(ביוכימיה קלינית\)](#)

מיקום המעבדה

אגף מעבדות קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302553

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

על-אוטומטית

המעבדה הקולטת את הדגימה

יש לשלוח אנמנזה כולל רשימת תרופות

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

סוג הדגימה

שתן אקראי

נפח דגימה

1 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנה לדיגום שתן ללא תוסף פקק שקוף

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

יש לתאם עם המעבדה לפני הדיגום. להעביר מיד ישירות למעבדה

תנאי שינוע

עד 25 מעלות

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

שלוש שעות

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

חיובי/שלילי

תחום ערכים תקינים

שלילי

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

בקרת איכות חיזונית חלופית

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמיך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

חצי שעה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות