

## Coombs test, direct

### תיאור הבדיקה

#### קוד CPT

86880

#### שם הבדיקה

Coombs test, direct

#### שמות נוספים לבדיקה

בדיקת קומבס, ישיר

#### לאבחנה/טיפול

זיהוי נוגדנים על הכדורית האדומה

#### שיטת ביצוע הבדיקה

כרטיסיות ג'ל

#### מגבלות השיטה

נפח מינימלי של דם מלא - 3ml. לא ניתן לבצע בדגימה המוליטית.

### פרטי מעבדה מבצעת

#### מעבדה מבצעת

[בנק הדם](#)

### מיקום המעבדה

בניין המעבדות, קומת קרקע

### טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302570

### מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

### המעבדה הקולטת את הדגימה

בנק הדם

### האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

### דיגום ושינוע הבדיקה

### תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

### סוג הדגימה

דם

### נפח דגימה

10 מ"ל

## כלי קיבול לדגימה

מבחנת EDTA פקק סגול

## תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

שליחה מידית.

## תנאי שינוע

טמפרטורת החדר

## זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

מייד

## קריאת תוצאות

מידע כללי

## יחידת מידה

קביעה איכותית

## תחום ערכים תקינים

## בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

CAP

**בקרת איכות חיצונית חלופית**

NEQAS

**הסמכה/התעדה**

ISO15189:2012

**שם הגוף המסמיך/מתעיד**

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

**מועדי דיגום ותוצאות**

**משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)**

עד 4 שעות

**ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:**

מבוצע 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע