

anti Endomysial antibody (EMA)

תיאור הבדיקה

קוד CPT

889971

שם הבדיקה

anti Endomysial antibody (EMA)

שמות נוספים לבדיקה

נוגדן כנגד EMA לאבחון צליאק EMA

לאבחנה/טיפול

לאבחון צליאק- בדיקה אימונו-פלורוסנטית לגילוי איכותי וחצי-כמותי לנוגדנים מסוג IgA לחלבון אנדומיזיום בסרום. בדיקה זו מהווה אמצעי עזר לאבחון מחלת צליאק ודרמטיטיס.

שיטת ביצוע הבדיקה

צביעה בנוגדן אימונופלוואורוסנטי

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[גסטרו](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומה 1 מעל בנק הדם, חדר 258

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302905

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

גסטרו

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

סוג הדגימה

דם

נפח דגימה

5 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנה כימית

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

יש לשלוח מיידית לאחר הלקיחה לטיל 124. גורמים מחוץ לבית החולים: יש להפריד את הסרום תוך 4 שעות ולהעביר לקרור בטמפ' 2-6. יש לשלוח עם קרח תוך 48 שעות.

תנאי שינוע

אחרי הפרדה, לשלוח תוך 48 שעות בקירור 2-6 מעלות למעבדה. או להקפיא 20- מעלות ולשלוח קפוא תוך שבועיים. אי עמידה בתנאי זה תביא לפסילת הדגימה.

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לאחר סירכוז והפרדת הסרום ובטמפ' 20c- עד 5 שבועות

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

לא רלוונטי

תחום ערכים תקינים

חיובי/שלילי

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

Labquality Coeliac disease

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

חודש

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות