

QuantiFERON-TB

תיאור הבדיקה

קוד CPT

87556

שם הבדיקה

QuantiFERON-TB

שמות נוספים לבדיקה

קואנטיפרון / QuantiFERON-TB / IGRA

לאבחנה/טיפול

שחפת חבויה-הבדיקה מבוססת על חשיפה של תאי דם לבנים לאנטיגנים של חיידקי LTBI. בדיקה סרולוגית חדשנית לאבחון שחפת חביונית ומדידת אינטרפרון גמא המופרשת מתאים אלו.

שיטת ביצוע הבדיקה

ELISA

מגבלות השיטה

טיפול מדכא חיסון יכול לגרום להטיה של תוצאות הבדיקה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[גסטרו](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומה 1 מעל בנק הדם, חדר 258

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302905

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

לקיחה לנבדקים שאינם מאושפזים מבוצעת במכון גסטרו בצרוף הפניה וטופס 17 או התחייבות בשעות 00:00-12:00 בימים א'-ד' בלבד. אין לבצע דיגום ביום ה' או יום לפני ערב חג. ש

המעבדה הקולטת את הדגימה

גסטרו

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

סוג הדגימה

דם

נפח דגימה

7 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנה ליתיום הפרינ בלבד- מבחנה מלאה - 6 מ"ל לפחות

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

ניתן להעביר את הבדיקה בימים א'-ד' בלבד בשעות 8:00-12:00. אין לבצע דיגום ביום ה' או יום לפני ערב חג. שמירה לאחר לקיחה בטמפ' חדר.

תנאי שינוע

בתוך בית החולים: ניתן לקחת דגימה לבדיקה בימים א'-ד' בלבד, ורק אם תועבר ידנית ומיידית בציון שעת הלקיחה למעבדת גסטרו חדר 258. שמירה לאחר לקיחה ובזמן העברה בטמפ' חדר. במידה ויגיע ביום ה' או ביום לפני ערב חג לא ניתן יהיה לבצע את הבדיקה והיא תיפסל.

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לאחר איקובציה, סירכוז והפרדה ובטמפ' c70- עד 6 חודשים.

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

תחום ערכים תקינים

חיובי / שלילי / לא ניתן לקבוע

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמיך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

שבועיים

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות