

סמוי דם Occult blood

תיאור הבדיקה

קוד CPT

82270

שם הבדיקה

סמוי דם Occult blood

שמות נוספים לבדיקה

דם סמוי בצואה

לאבחנה/טיפול

ישנו אם לאבחן הינה הבדיקה מטרת. בצואה ההמוגלובין ביטוי רמות את כמותית בודקת הבדיקה-CRC דימום פעיל במערכת העיכול.

שיטת ביצוע הבדיקה

AU, Immuno Turbidimetric

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[גסטרו](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומה 1 מעל בנק הדם, חדר 258

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302905

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

יש לקבל מהמעבדה מבחנה ייעודית והוראות לקיחה לבדיקה ולהשיב למעבדה מיידית לאחר הדיגום

המעבדה הקולטת את הדגימה

גסטרו

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

בתיאום עם המעבדה

סוג הדגימה

צואה

נפח דגימה

הנחיות דיגום מצורפות לכל מכל בדיקה

כלי קיבול לדגימה

מבחנת בדיקה ייעודית הניתנת במכון גסטרו

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

בקירור

תנאי שינוע

בקירור

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

דגימה לאחר דיגום במבחנת דיגום עד 5 ימים בטמפ' עד 23°C או עד 7 ימים בטמפ' 2-8°C

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

ng/ml

תחום ערכים תקינים

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

חמישה ימי עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות