

Betke-HbF staining

תיאור הבדיקה

קוד CPT

85460

שם הבדיקה

Betke-HbF staining

שמות נוספים לבדיקה

צביעת בטקה (צביעת המוגלובין עוברי-HbF)

לאבחנה/טיפול

זיהוי דם עוברי בזרם הדם האמהי

שיטת ביצוע הבדיקה

צביעה צטוכימית של משטח דם

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[המטולוגיה](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע, חדר 151

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302385

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

המטולוגיה חדר 151

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

מתבצע בימי א או ה בלבד. יש להעביר למעבדה עד שעה 10:00

סוג הדגימה

דם

נפח דגימה

3 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנת EDTA

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

חייב להגיע למעבדה ביום הלקיחה

תנאי שינוע

טמפרטורת החדר

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

2 שעות

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

תחום ערכים תקינים

שלילי

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

אין

בקרת איכות חיצונית חלופית

אין

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמיך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

2 ימי עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות