

Bioview test for Multiple Myeloma (Morphology + FISH test on PC enriched sample)

תיאור הבדיקה

קוד CPT

L4991X2

שם הבדיקה

Bioview test for Multiple Myeloma (Morphology + FISH test on PC enriched sample)

שמות נוספים לבדיקה

בדיקת FISH למיאלומה: בדיקת מורפולוגיה של מח עצם להערכת אחוז תאי פלסמה. בדיקת FISH נעשית על דגימה מועשרת בתאי פלסמה (עם נוגדן ל- CD138). ניתן לבדוק הפרעות כרומוזומליות הבאות: (14;11)t.rear (14q32) deletionIGH 1p32/gain deletion1q21 13q14 IGH::CCND1t(4;14) IGH::FGFR3p53 deletionIGH::MAFt(14;20) IGH::MAFB Reflex test for hyperdiploid:Trisomy 9Trisomy 15

לאבחנה/טיפול

Multiple Myeloma, Myeloma Smoldering, neoplasia cell Plasma נפוצה, מיאלומה, Myeloma, Plasma Cell cancer

שיטת ביצוע הבדיקה

צביעה מורפולוגית (גימזה) + FISH בתאים מסומנים

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[המטולוגיה](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע, חדר 105

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302398

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

המטולוגיה חדר 105

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

סוג הדגימה

מח עצם

נפח דגימה

5-3 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנה EDTA

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

להעביר למעבדה ביום הלקיחה

תנאי שינוע

טמפרטורת החדר

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

24 שעות

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

תחום ערכים תקינים

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

אין

בקרת איכות חיצונית חלופית

אין

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמיך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

חודש וחצי

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

בתאום עם המעבדה