

Cryoglobulin

תיאור הבדיקה

קוד CPT

82595

שם הבדיקה

Cryoglobulin

שמות נוספים לבדיקה

קריוגלובולין

לאבחנה/טיפול

קריוגלובולינמיה

שיטת ביצוע הבדיקה

השקעה בקור

מגבלות השיטה

הערות

הערות

בדיקה כמותית - עד 5 ימים

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[המטולוגיה](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע, חדר 106

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302117

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

יש לציין בהפניה אם יש צורך בקביעת אחוז וזהות משקע הקריוגלובולין

המעבדה הקולטת את הדגימה

המטולוגיה חדר 106

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

קריאוגלובולין שוקע בקור

סוג הדגימה

דם

נפח דגימה

12 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנת שתן פקק שקוף - מלאה בדם מלא

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

חייב להגיע למעבדה ביום הלקיחה

תנאי שינוע

מבחנה חמה (משונעת בכף היד)

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

3 שעות

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

%

תחום ערכים תקינים

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

אין

בקרת איכות חיצונית חלופית

אין

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמיך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

7 ימים - לבדיקה הראשונית

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות