



## מגבלות השיטה

1. חסרים ותוספות גדולים לא ניתנים לזיהוי מהימן (עד גודל 177bp ל-FLT3 ITD ו-52bp ל- CALR). 2. (likely pathogenic) פתוגניים להיות צפויים, (pathogenic) פתוגניים וריאנטים מדווחים. 3. וכן וריאנטים שמשמעותם אינה ידועה (vus). וריאנטים שפירים או נפוצים באוכלוסייה הכללית אינם מדווחים. 4. העדר מוטציות סומטיות לא שולל מחלה מיאלואידית. 5. לצורך הבחנה בין מוטציה נרכשת למורשת יש לבצע בירור משפחתי או לרצף דגימה שנלקחה מרקמה אחרת של אותו המטופל (רוק / רקמת עור). 5. הפאנל אינו מתאים לזיהוי מחלה שאריתית מינימלית (Minimal Residual Disease (MRD)).

## הערות

### הערות

במידה ונפח הדגימה קטן מהנדרש, המעבדה תקבל את הדגימה, אך לא מתחייבת לביצוע המלא של הבדיקה/ות הנדרשות.

## פרטי מעבדה מבצעת

### מעבדה מבצעת

### [המטולוגיה](#)

### מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומה שניה חדר 216

### טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5305358/2397

### מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

סופס הזמנת בדיקה, הפנייה והתחייבות (קוד L3930), מידע קליני (אבחנה משוערת), סוג הדגימה, תאריך לקיחת הדגימה ופרטי רופא מטפל לבירורים (אי-מייל וטלפון).

## המעבדה הקולטת את הדגימה

המטולוגיה חדר 216

## האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

## דיגום ושינוע הבדיקה

### תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

בתיאום עם המעבדה

### סוג הדגימה

דם, מח עצם

### נפח דגימה

לפחות 3 מ"ל במבחנה אחת ממה-עצם, ולפחות 8 מ"ל ב- 2-3 מבחנות מדם-היקפי.

### כלי קיבול לדגימה

מבחנת EDTA

### תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לשמור בקור (קרר)

### תנאי שינוע

בקור (קרר)

**זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה**

48 שעות

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

תחום ערכים תקינים

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

יש CAP

בקרת איכות חיצונית חלופית

יש ביקורות פנימיות

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמך/מתעיד



## מועדי דיגום ותוצאות

**משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)**

45 יום

**ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:**

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות