

haemophilus influenza B

תיאור הבדיקה

CPT קוד

86790

שם הבדיקה

haemophilus influenza B

שמות נוספים לבדיקה

המופילוס אינפלואנזה בי

לאבחנה/טיפול

רמות נוגדנים לחיסוני ילדות בחסר חיסוני מולד או נרכש

שיטת ביצוע הבדיקה

ELISA

מגבלות השיטה

נעשה בקיט ולכן יש לאסוף מספר מינימלי של דגימות לצורך ביצוע הבדיקה

הערות

הערות

נדרשות מספר מינימלי של דגימות כדי לבצע את הבדיקה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[המטולוגיה](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע, חדר 106

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302117

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

על אוטומטית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

סוג הדגימה

סרום

נפח דגימה

5 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנה כימית פקק צהוב

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

יש להעביר למעבדה ביום הלקיחה

תנאי שינוע

טמפרטורת החדר

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

21 יום

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

mg/L

תחום ערכים תקינים

תלוי קיט

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

אין

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

21 יום

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות