

Amyloidosis typing

תיאור הבדיקה

קוד CPT

801876

שם הבדיקה

Amyloidosis typing

שמות נוספים לבדיקה

איפיון עמילואידוזיס

לאבחנה/טיפול

זיהוי פרוטאומי של משקע עמילואידי בביופסיה חיובית לקונגו רד

שיטת ביצוע הבדיקה

חיתוך פיברילות במיקרוסקופ לייזר ואנאליזה פרוטאומית ב MS

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[המטולוגיה](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע, חדר 106

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302117

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

פתולוגיה

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

חיתוך הביופסיה וצביעת קונגו רד נעשים במכון הפתולוגי

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

סוג הדגימה

ביופסיה חיובית לצביעת קונגו רד

נפח דגימה

N/A

כלי קיבול לדגימה

סלייד ייעודי - דגימה בעובי 10 מיקרון

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

בתיאום עם המעבדה

תנאי שינוע

טמפרטורת החדר

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

חודש

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

N/A

תחום ערכים תקינים

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

אין

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

חודש

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות