

Aluminium

תיאור הבדיקה

CPT קוד

82108

שם הבדיקה

Aluminium

שמות נוספים לבדיקה

אלומיניום

לאבחנה/טיפול

חשיפה לאלומיניום

שיטת ביצוע הבדיקה

ספקטרוסקופיה של בליעה אטומית.

מגבלות השיטה

לא" - כ התוצאה בטופס ידווח הגילוי לסף או (LOQ) הכימות לסף מתחת ממצא כל* $5\mu\text{g/l}$ LOQ: *
נמצא" או "שלילי"

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[טוקסיקולוגיה](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302358/5

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

טוקסיקולוגיה

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

אין

סוג הדגימה

סרום

נפח דגימה

10 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנה כימית פקוקה נטולת אבק וארוזה באריזה הרמטית

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

יש לצרף למשלוח מבחנה ריקה מאותה הסדרה שבה נדגם הדם לשלילת זיהום אלומיניום במבחנה יש לשטוף את הכפפות במים מזוקקים להסרת הטלק לפני השימוש

תנאי שינוע

קרור

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לא רלוונטי

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

µg/l

תחום ערכים תקינים

15 < בחולי דיאליזה מודדים ריכוזים גם מעל ל- 50

בקורות ותקני איכות

EQA - בקרת איכות חיצונית

אין

בקרת איכות חיצונית חלופית

אין

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמיך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

בתיאום עם המעבדה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות