

## Ecstasy screen

### תיאור הבדיקה

**קוד CPT**

80100

**שם הבדיקה**

Ecstasy screen

**שמות נוספים לבדיקה**

לאקסטזי סריקה, MDMA

**לאבחנה/טיפול**

שימוש בסמים

**שיטת ביצוע הבדיקה**

אימונוכימיה

**מגבלות השיטה**

בדיקה איכותית בסף גילוי של 500 נ"ג/מ"ל.\* כל ממצא מתחת לסף הכימות (LOQ) או לסף הגילוי ידווח בטופס התוצאה כ - "לא נמצא" או "שלילי". רגישות הבדיקה - 75 נ"ג/מ"ל (בבדיקות משפטיות ערך הסף משתנה ע"פ דרישת הלקוח)

פרטי מעבדה מבצעת

## מעבדה מבצעת

[טוקסיקולוגיה](#)

## מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

## טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302358/5

## מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

## המעבדה הקולטת את הדגימה

טוקסיקולוגיה

## האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

## דיגום ושינוע הבדיקה

## תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

אין

## סוג הדגימה

שתן

## נפח דגימה

10 מ"ל

## כלי קיבול לדגימה

כוסית

## תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

סמוך לזמן החשיפה

## תנאי שינוע

קרור

## זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לא רלוונטי

## קריאת תוצאות

### מידע כללי

### יחידת מידה

לא רלוונטי

### תחום ערכים תקינים

לא ישים

## בקורות ותקני איכות

### **EQA - בקרת איכות חיצונית**

AA/CC/ CAP URINE DRUG TESTING - CAP-UDS

### **בקרת איכות חיצונית חלופית**

NEQAS drugs of abuse in urine - CC2DOA1A

### **הסמכה/התעדה**

### **שם הגוף המסמיך/מתעיד**

## מועדי דיגום ותוצאות

**משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)**

יום עבודה

### **ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:**

בתאום עם המעבדה (ראה/י מידע נוסף בעמודת "הערות")