

# Furosemide

## תיאור הבדיקה

### **CPT קוד**

80299

### **שם הבדיקה**

Furosemide

### **שמות נוספים לבדיקה**

Fusid, פורוסמיד, lasix, Miphar, Furovite

### **לאבחנה/טיפול**

ניטור רמת תרופה

### **שיטת ביצוע הבדיקה**

HPLC - כרומטוגרפיה

### **מגבלות השיטה**

יש לוודא עם המעבדה זמינות הבדיקה \* LOQ:  $0.25 \mu\text{g/ml}$  \* כל ממצא מתחת לסף הכימות (LOQ) או לסף הגילוי ידווח בטופס התוצאה כ - "לא נמצא" או "שלילי"

## פרטי מעבדה מבצעת

## מעבדה מבצעת

[טוקסיקולוגיה](#)

## מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

## טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302358/5

## מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

## המעבדה הקולטת את הדגימה

טוקסיקולוגיה

## האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

## דיגום ושינוע הבדיקה

## תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

אין

## סוג הדגימה

שתן

**נפח דגימה**

10 מ"ל

**כלי קיבול לדגימה**

כוסית

**תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע**

ע"פ הנחיות הרופא המטפל

**תנאי שינוע**

קרור

**זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה**

לא רלוונטי

**קריאת תוצאות**

**מידע כללי**

**יחידת מידה**

µg/ml

**תחום ערכים תקינים**

לא ישים

## בקורות ותקני איכות

### **בקרת איכות חיצונית - EQA**

אין

### **בקרת איכות חיצונית חלופית**

אין

### **הסמכה/התעדה**

### **שם הגוף המסמיך/מתעיד**

## מועדי דיגום ותוצאות

**משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)**

יש לוודא טלפונית עם המעבדה זמינות הבדיקה

### **ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:**

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות