

Pseudo Cholinesterase

תיאור הבדיקה

CPT קוד

82013

שם הבדיקה

Pseudo Cholinesterase

שמות נוספים לבדיקה

פסאודו כולינאסטרז

לאבחנה/טיפול

חשיפה לחומרי הדברה numbe Dibucaine

שיטת ביצוע הבדיקה

Ellman

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[טוקסיקולוגיה](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302358/5

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

טוקסיקולוגיה

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

אין

סוג הדגימה

סרום

נפח דגימה

3 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנה כימית

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

ע"פ הנחיות הרופא המטפל

תנאי שינוע

קרור

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לא רלוונטי

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

u/ml

תחום ערכים תקינים

שווה וגדול מ 2 U בסרום במקרים של הרעלה. במקרים של בדיקה לדיבוקיין: ערכים תלויי גיל ומגדר

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO15189:2022

שם הגוף המסמך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

במקרה של הרעלה בתיאום עם המעבדה, לדיבוקיין עד 15 ימי עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

בתיאום עם רופא טוקסיקולוג במקרה של הרעלה