

תרבית ל-*pylori Helicobacter*

תיאור הבדיקה

קוד CPT

8707087205

שם הבדיקה

תרבית ל-*pylori Helicobacter*

שמות נוספים לבדיקה

פילורי הליקובקטר *H.pylori* HP

לאבחנה/טיפול

חשד לזיהום בהליקובקטר

שיטת ביצוע הבדיקה

תרבית (מצעים מוצקים). צביעת גרם במכשיר Aerospray. זיהוי בשיטת Bruker TOF MALDI. רגישות בשיטות -Test Gradient.

מגבלות השיטה

עיכוב במשלוח ובשינוע מקטין את יעילות התרבית

הערות

הערות

ביצוע בדיקת רגישות ללקוחות חוץ בעלות נוספת

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית](#)

מיקום המעבדה

מתחם ראשי של אגף המעבדות קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302305

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

ביופסיה בזמן גסטרוסקופיה

סוג הדגימה

ביופסיה בתוך כ-5 מ"ל של סלין

נפח דגימה

הנפח המרבי שניתן לדגום

כלי קיבול לדגימה

כוסית סטרילית

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לקוחות פנים: טמפרטורת חדרלקוחות חוץ: טמפרטורת חדר

תנאי שינוע

לקוחות פנים: טמפרטורת חדרלקוחות חוץ: טמפרטורת חדר

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לקוחות פנים: מהר ככל האפשרלקוחות חוץ: ביום הדיגום

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

לא רלוונטי

תחום ערכים תקינים

תרבות - תחום הערכים לא ישים. צביעת גרם - תחום הערכים לא ישים. שיטת TOF MALDI - תחום הערכים לא ישים. Test Gradient - ניתן לפנות ל-Test-E Guide Application ולהוראות השימוש מצורפות לכל פריט.

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

אין

בקרת איכות חיצונית חלופית

אין

הסמכה/התעדה

אין

שם הגוף המסמיך/מתעיד

אין

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

14 ימים



ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא