

# Carbapenem resistant Acinetobacter Screen

## תיאור הבדיקה

**קוד CPT**

87070

## **שם הבדיקה**

Carbapenem resistant Acinetobacter Screen

## **שמות נוספים לבדיקה**

סיקוראצינטובקטרן CRAB Carbapenem Resistant

## **לאבחנה/טיפול**

סיקור לחיידקים עמידים

## **שיטת ביצוע הבדיקה**

תרבית (מצעים מוצקים). זיהוי בשיטת Bruker TOF MALDI. רגישות בשיטות Diffusion Disk.

## **מגבלות השיטה**

יש להמתין לתשובת רגישות סופית לאחר זיהוי Acinetobacter

## הערות

## הערות

יש לסקור רק על פי פרוטוקול היחידה למניעת זיהומים ולהימנע מסיקורם חוזרים לחולים ידועים למעט למטרות שלילת נשאות

## פרטי מעבדה מבצעת

### מעבדה מבצעת

[מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית](#)

### מיקום המעבדה

מתחם ראשי של אגף המעבדות קומת קרקע

### טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302305

### מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

סטטוס נשאות

### המעבדה הקולטת את הדגימה

מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית

### האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

## דיגום ושינוע הבדיקה

## **תנאים והכנת החולה לפני הדיגום**

לא רלוונטי

## **סוג הדגימה**

מטוש מכיחמטוש רקטליצואהכח באישור מניעת זיהומים

## **נפח דגימה**

נפח במטוש - לא רלוונטי. כיח/צואה עד 5 מ"ל

## **כלי קיבול לדגימה**

מטוש העברה(עם אגר, פקק כחול). כיח/צואה במיכל סטרילי

## **תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע**

לקוחות פנים: טמפרטורת חדרלקוחות חוץ: טמפרטורת חדר

## **תנאי שינוע**

לקוחות פנים: טמפרטורת חדרלקוחות חוץ: טמפרטורת חדר

## **זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה**

לקוחות פנים: מהר ככל האפשרלקוחות חוץ: ביום הדיגום

## **קריאת תוצאות**

**מידע כללי**

## יחידת מידה

לא רלוונטי

## תחום ערכים תקינים

תרבות - תחום הערכים לא ישים. שיטת TOF MALDI - תחום הערכים לא ישים. Diffusion Disk - ניתן לפנות למסמך Performance-M CLSI 100 Susceptibility Antimicrobial for Standards Testing.

## בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

יש

בקרת איכות חיצונית חלופית

אין צורך

הסמכה/התעדה

ISO15189:2022

שם הגוף המסמך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

## מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

5 ימים



**ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:**

לא