

Candida auris screen

תיאור הבדיקה

קוד CPT

87106

שם הבדיקה

Candida auris screen

שמות נוספים לבדיקה

קנדידה אוריס

לאבחנה/טיפול

סיקור לקנדידה עמידה

שיטת ביצוע הבדיקה

תרבית (מצע נוזלי ומצע מוצק) זיהוי בשיטת Bruker TOF MALDI.

מגבלות השיטה

לא סיקור שיגרתי ! יש לסקור בהתוויה/אישור היחידה למניעת זיהומים בלבד. הבדיקה אורכת מספר ימים

הערות

הערות

על פי פרוטוקול היחידה למניעת זיהומים בלבד

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית

מיקום המעבדה

מתחם ראשי של אגף המעבדות קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302305

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

לא רלוונטי

סוג הדגימה

עורפה ואף כיחמטוש רקטלישתן במבחנת acid Boricמטוש סביבתי

נפח דגימה

נפח במטוש - לא רלוונטי. כיח עד 5 מ"לשתן 3 מ"לסביבתי מטוש

כלי קיבול לדגימה

מטוש העברה(עם אגר, פקק כחול).כיח במיכל סטרילי

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לקוחות פנים: טמפרטורת חדרלקוחות חוץ: טמפרטורת חדר

תנאי שינוע

לקוחות פנים: טמפרטורת חדרלקוחות חוץ: טמפרטורת חדר

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לקוחות פנים: מהר ככל האפשרלקוחות חוץ: ביום הדיגום

קריאת תוצאות

מידע כללי

על פי הנחייה של היחידה למניעת זיהומים בלבד

יחידת מידה

לא רלוונטי

תחום ערכים תקינים

תרבות - תחום הערכים לא ישים. שיטת TOF MALDI - תחום הערכים לא ישים.

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

יש

בקרת איכות חיצונית חלופית

אין צורך

הסמכה/התעדה

אין

שם הגוף המסמיך/מתעיד

אין

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

5 ימים



ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא