

Stool Bacteria (PCR)

תיאור הבדיקה

קוד CPT

87250

שם הבדיקה

Stool Bacteria (PCR)

שמות נוספים לבדיקה

שלשול, צואה, שיגלה סלמונלה, קמפילובקטר, Shigella, Salmonella, Campylobacter

לאבחנה/טיפול

בירור שלשול

שיטת ביצוע הבדיקה

MALDI TOF בשיטת זיהוי. (מוצקים מצעים) תירבות ניסיון מבוצע וחיובי במידה RT-PCR (Seegene) בשיטות Bruker, מוצקים מצעים על או אוטומטית רגישות. זכוכית על אגלוטינציה ובשיטת ביוכימיות בשיטות

מגבלות השיטה

מבוצע על צואה שלשולית לחולים מאושפדים בלבד בשלושת הימים הראשונים לאשפוז. או לחולים אמנבולטוריים.

הערות

הערות

אין

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית

מיקום המעבדה

מתחם ראשי של אגף המעבדות קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302305

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

משך אשפוז

המעבדה הקולטת את הדגימה

מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

אין לדגום חולים המשתחררים מהמיון אין לדגום מעבר ליום השלישי של האשפוז

סוג הדגימה

צואה שלשולית טרייה

נפח דגימה

עד שליש מנפח המיכל

כלי קיבול לדגימה

מיכל עם כפית

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

קירור: 8°C - 2°C

תנאי שינוע

לקוחות פנים: טמפרטורת חדרלקוחות חוץ: קירור 8°C - 2°C

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לקוחות פנים: מהר ככל האפשר לקוחות חוץ: ביום הדיגום

קריאת תוצאות

מידע כללי

אין

יחידת מידה

לא רלוונטי

תחום ערכים תקינים

תרבית - תחום הערכים לא ישים. שיטות זיהוי- תחום הערכים לא ישים. רגישות בשיטה אוטומטית ובשיטת Diffusion Disk - CLSI M-100:Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing למסמך לפנות ניתן -

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

יש

בקרת איכות חיצונית חלופית

אין צורך

הסמכה/התעדה

ISO15189:2022

שם הגוף המסמך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

תרבית שליליות - 5 ימים תרבות חיובית - 7 ימים



ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא