

חשד לזיהום פטרייתי עמוק

תיאור הבדיקה

קוד CPT

87106

שם הבדיקה

חשד לזיהום פטרייתי עמוק

שמות נוספים לבדיקה

מוקור Mucormycosis Deep seated mycosis

לאבחנה/טיפול

חשד לפטרת פולשנית

שיטת ביצוע הבדיקה

מיקרוסקופיה. תרבית (מצע מוצק). זיהוי בשיטת MALDI ובשיטות ידניות קלאסיות.

מגבלות השיטה

בחשד למוקור, יש לתאם ביצוע עם המעבדה

הערות

הערות

בחשד למוקור, יש לתאם ביצוע עם המעבדה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית](#)

מיקום המעבדה

מתחם ראשי של אגף המעבדות קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302305

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

דיגום בגישה סטרילית

סוג הדגימה

ביופסיה / רקמהנוזל סטרילי מורסה/ציסטה מח עצםCSFגוף זר

נפח דגימה

רקמה בנפח פחות מ-1 סמ"ק - בתוך 1 מ"ל סלין.רקמה בנפח יותר מ-1 סמ"ק - ללא סלין.ביופסיית מחט - בנפח המרבי הניתן לדיגום.עצם - לשלוח דגימה לא גדולה יותר מ-2 סמ"רנוזל 5 מ"ל, מומלץ 10 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מזרק פקוק / כוסית / מבחנה סטריליים

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לקוחות פנים: טמפרטורת חדרלקוחות חוץ: טמפרטורת חדר

תנאי שינוע

לקוחות פנים: טמפרטורת חדרלקוחות חוץ: טמפרטורת חדר

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לקוחות פנים: מהר ככל האפשרלקוחות חוץ: ביום הדיגום

קריאת תוצאות

מידע כללי

בחדש למוקר, יש לתאם ביצוע עם המעבדה

יחידת מידה

לא רלוונטי

תחום ערכים תקינים

מיקרוסקופיה ותרבית - תחום הערכים לא ישים. שיטות זיהוי - תחום הערכים לא ישים.

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

יש

בקרת איכות חיצונית חלופית

אין צורך

הסמכה/התעדה

אין

שם הגוף המסמך/מתעיד

אין

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

יום או לפי בקשה מיוחדת

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא

