

# בדיקת נוגדנים ל- (ASO) O Antistreptolysin

## תיאור הבדיקה

### **CPT קוד**

86060

### **שם הבדיקה**

בדיקת נוגדנים ל- (ASO) O Antistreptolysin

### **שמות נוספים לבדיקה**

אנטיסטרפטוליזין ASLO , ASO Streptococcal serology

### **לאבחנה/טיפול**

חשד לזיהום עבר ב-GAS

### **שיטת ביצוע הבדיקה**

Card agglutination

### **מגבלות השיטה**

באישור רופא מיקרוביולוג במעבדה

## הערות

### **הערות**

אין

## פרטי מעבדה מבצעת

**מעבדה מבצעת**

מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית

**מיקום המעבדה**

מתחם ראשי של אגף המעבדות קומת קרקע

**טלפון למידע, בירורים ותיאום**

03-5302305

**מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה**

אין

**המעבדה הקולטת את הדגימה**

מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית

**האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?**

לא

## דיגום ושינוע הבדיקה

**תנאים והכנת החולה לפני הדיגום**

לא רלוונטי

**סוג הדגימה**

סרום

**נפח דגימה**

5 מ"ל של דם

**כלי קיבול לדגימה**

מבחנה כימית עם ג'ל, פקק צהוב

**תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע**

קירור : 8° - 2° C

**תנאי שינוע**

לקוחות פנים: טמפרטורת חדר, מהר ככל האפשר לקוחות חוץ: מהר ככל האפשר בקירור: 8°-2° C

**זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה**

לקוחות פנים: מהר ככל האפשר לקוחות חוץ: עד 48 שעות מהדיגום

**קריאת תוצאות**

**מידע כללי**

אין

**יחידת מידה**

IU/ml

**תחום ערכים תקינים**

פחות מ-200IU/ml

בקורות ותקני איכות

**בקרת איכות חיצונית - EQA**

יש

**בקרת איכות חיצונית חלופית**

אין צורך

**הסמכה/התעדה**

ISO15189:2022

**שם הגוף המסמך/מתעיד**

????? ?????????? ??????? ???????

מועדי דיגום ותוצאות

**משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)**

5 ימים

**ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:**

לא

