

# בדיקת נוגדנים ל-spp Schistosoma

## תיאור הבדיקה

### CPT קוד

86060

### שם הבדיקה

בדיקת נוגדנים ל-spp Schistosoma

### שמות נוספים לבדיקה

שיסטוזומה, בילהרציה

### לאבחנה/טיפול

חשד לזיהום בטפיל

### שיטת ביצוע הבדיקה

ELISA - Enzyme-linked immunosorbent assay

### מגבלות השיטה

באישור רופא מיקרוביולוג במעבדה

## הערות

### הערות

אין

## פרטי מעבדה מבצעת

### **מעבדה מבצעת**

[מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית](#)

### **מיקום המעבדה**

מתחם ראשי של אגף המעבדות קומת קרקע

### **טלפון למידע, בירורים ותיאום**

03-5302305

### **מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה**

אין

### **המעבדה הקולטת את הדגימה**

מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית

### **האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?**

כל דגימה חיובית נשלחת למרכז הארצי לפרזיטולוגיה ירושלים

## דיגום ושינוע הבדיקה

### **תנאים והכנת החולה לפני הדיגום**

לא רלוונטי

**סוג הדגימה**

סרום

**נפח דגימה**

5 מ"ל של דם

**כלי קיבול לדגימה**

מבחנה כימית עם ג'ל, פקק צהוב

**תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע**

קירור : 8° - 2° C

**תנאי שינוע**

לקוחות פנים: טמפרטורת חדר, מהר ככל האפשר לקוחות חוץ: מהר ככל האפשר בקירור: 8°-2° C

**זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה**

לקוחות פנים: מהר ככל האפשר לקוחות חוץ: עד 48 שעות מהדיגום

**קריאת תוצאות**

**מידע כללי**

אין

**יחידת מידה**

Index

**תחום ערכים תקינים**

פחות מ-0.89

בקורות ותקני איכות

**בקרת איכות חיצונית - EQA**

יש

**בקרת איכות חיצונית חלופית**

אין צורך

**הסמכה/התעדה**

ISO15189:2022

**שם הגוף המסמך/מתעיד**

????? ?????????? ??????? ???????

מועדי דיגום ותוצאות

**משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)**

14 ימים

**ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:**

לא

