

Pan bacterial/fungal/mycobacteria PCR & Sequencing , Bartonella PCR, Microsporidial keratitis PCR, Plasmodium spp PCR, Muroid K. pneumoniae PCR, M. absceccus complex, Erm gene PCR, Rickettsia PCR, Trichophyton indotineae PCR, Legionella PCR, Corynebacter

תיאור הבדיקה

קוד CPT

87250

שם הבדיקה

Pan bacterial/fungal/mycobacteria PCR & Sequencing , Bartonella PCR, Microsporidial keratitis PCR, Plasmodium spp PCR, Muroid K. pneumoniae PCR, M. absceccus complex, Erm gene PCR, Rickettsia PCR, Trichophyton indotineae PCR, Legionella PCR, Corynebacterium kroppenstedii PCR, Chlamidia psittaci PCR

שמות נוספים לבדיקה

לאבחנה/טיפול

חשד לזיהום בפתוגן

שיטת ביצוע הבדיקה

RT-PCR + sequencing

מגבלות השיטה

השיטות אינן מתוקפות/מתוקפות חלקית

הערות

הערות

השיטות אינן מתוקפות/מתוקפות חלקית

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית](#)

מיקום המעבדה

מתחם ראשי של אגף המעבדות קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302305

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

מעבדה למיקרוביולוגיה קלינית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

כתלות בבדיקה, במידה ויש סיגנל חיובי Sequencing מבוצע במעבדת ריצוף של Hylabs

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

לא רלוונטי

סוג הדגימה

על פי השאלה הקלינית בכלי סטירלי (לשאלות יש לפנות למעבדה/סקר לקוח)

נפח דגימה

לא ישים

כלי קיבול לדגימה

כל כלי סטירלי

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

קירור: $8^{\circ}-2^{\circ} \text{C}$

תנאי שינוע

לקוחות פנים: טמפרטורת חדר, מהר ככל האפשר לקוחות חוץ: מהר ככל האפשר בקירור: $8^{\circ}-2^{\circ} \text{C}$

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לקוחות פנים: מהר ככל האפשר לקוחות חוץ: ביום הדיגום

קריאת תוצאות

מידע כללי

השיטות אינן מתוקפות/מתוקפות חלקית

יחידת מידה

אין

תחום ערכים תקינים

שלילי / WT

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

כתלות בבדיקה

בקרת איכות חיצונית חלופית

אין

הסמכה/התעדה

אין

שם הגוף המסמך/מתעיד

אין

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד 10 ימים

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא