

Poliovirus isolation and identification

תיאור הבדיקה

קוד CPT

ללא תשלום

שם הבדיקה

Poliovirus isolation and identification

שמות נוספים לבדיקה

אבחון נגיף הפוליו

לאבחנה/טיפול

בידוד וזיהוי פוליו-וירוס

שיטת ביצוע הבדיקה

Isolation and identification

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[מעבדה מרכזית לנגיפים מרכז ארצי לפוליו ונגיפי אנטרו ומרכז ארצי לנגיפים גורמי שלשול טל' 2426](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302426

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

מעבדה מרכזית לנגיפים/חדר קבלת דגימות/טל' 2388

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

מכל מקרה שיתוק יש להעביר שתי דגימות צואה בהפרש של 24 שעות בינהן, תוך 14 יום מהופעת הסימפטומים. לקבלת הבהרות נוספות לבדיקות אבחון לפוליו יש לפנות למעבדה טלפון 03-5302426

סוג הדגימה

צואה

נפח דגימה

לפחות קוביה בגודל בנפח 1 סמ"ק

כלי קיבול לדגימה

מיכל פלסטיק סטרילי

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

בקירור 4-8°C

תנאי שינוע

בקירור 4-8°C

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לא רלוונטי

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

לא רלוונטי

תחום ערכים תקינים

לא רלוונטי

בקורות ותקני איכות

EQA - בקרת איכות חיצונית

Annual WHO Accreditation

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO-9001:2015

שם הגוף המסמיך/מתעיד

מכון התקנים הישראלי

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד 14 ימים לבידוד נגיף פוליו ועד 28 יום לאפיון זן נגיף הפוליו

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

בימי שישי נקלטות דגימות במעבדה בשעות 8.00-13.00