

# Anti-MOG (CBA titration)

## תיאור הבדיקה

**קוד CPT**

88347

**שם הבדיקה**

Anti-MOG (CBA titration)

**שמות נוספים לבדיקה**

**לאבחנה/טיפול**

מעקב. שיטת הטיטרציה הינה סמי-כמותית למעקב אחר התפתחות המחלה. עקרון בדיקת ה-MOG עולים במיהולים CSF או סרום דגימת עם MOG המבטאים תאים הדגרת על מבוסס IgG

**שיטת ביצוע הבדיקה**

Cell Based Assay

**מגבלות השיטה**

אין להסתמך על תוצאת הבדיקה בלבד לצורך אבחון. על הרופא המטפל לאבחן עפ"י הסמנים הקלינים בשילוב עם התוצאות הסרולוגיות.

הערות

## הערות

פנה למעבדה לקבלת ההסברים

## פרטי מעבדה מבצעת

### מעבדה מבצעת

[נירואימונולוגיה](#)

### מיקום המעבדה

שיקום חדש מרכז לטרשת נפוצה

### טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5305787

### מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

ניתן להזמין בדיקה זו בתנאי שהתקבלה תשובה חיובית לנוגדנים ל-MOG בבדיקה קודמת. הבדיקה הינה בסל ומבוצעת אמבולטורית תמורת התחייבות כספית או תשלום. לצורך השלמת הבדיקה יש ליצור קשר עם עם מזכירות המרכז לטרשת נפוצה בטל' 03-5303811/3911 הבדיקה מבוצעת גם במסגרת אשפוז.

### המעבדה הקולטת את הדגימה

נירואימונולוגיה

### האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

## דיגום ושינוע הבדיקה

### **תנאים והכנת החולה לפני הדיגום**

#### **סוג הדגימה**

דם לסרום, פלזמה ו-CSF

#### **נפח דגימה**

7 מ"ל

#### **כלי קיבול לדגימה**

מבחנה כימית או ספירה או CSF

#### **תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע**

18-24°C

#### **תנאי שינוע**

18-24°C

#### **זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה**

שעות

## קריאת תוצאות

**מידע כללי**

קריאת תוצאות : הדגימה נבדקת במיהולים 1:10, 1:100, 1:1000 המיהול האחרון עם תגובה חיובית נחשב טיטר.

**יחידת מידה**

Titer

**תחום ערכים תקינים**

בקורות ותקני איכות

**בקרת איכות חיצונית - EQA**

IFQ-Lubeck

**בקרת איכות חיצונית חלופית**

**הסמכה/התעדה**

ISO9001:2017

**שם הגוף המסמיך/מתעיד**

מכון התקנים הישראלי

מועדי דיגום ותוצאות

**משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)**

22 ימי עבודה

**ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:**

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות