

Albumin- urine, micro

תיאור הבדיקה

קוד CPT

82043

שם הבדיקה

Albumin- urine, micro

שמות נוספים לבדיקה

שתן - אלבומין, Albumin urine,

לאבחנה/טיפול

שיטת ביצוע הבדיקה

Immuno Turbidimetric (AU5800)

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[על-אוטומטית](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

טלפון לברורים: 03-530-2100 או 03-530-2747

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

על-אוטומטית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

אם הבדיקה מבוצעת על דגימת שתן חד פעמי (לא מאיסוף) אין לדגם שתן ראשון של בוקר

סוג הדגימה

שתן

נפח דגימה

מבחנה מלאה

כלי קיבול לדגימה

מבחנת שתן פקק שקוף

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

איסוף של 24 שעות ללא חומרשמר או שתן אקראי (לא שתן ראשון של בוקר)

תנאי שינוע

מחוץ לשיבא לשלוח בקרור

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

7 ימים בטמפרטורה החדרחדש בטמפרטורה 2-8°C

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

mg/g creat.mg/24 h

תחום ערכים תקינים

נקבה: creat g/0-25mg זכר: creat g/0-17mg נ: 30mg-24/0 h

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

EQAS-Urine Chemistry Program

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

90 דקות

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

24/7