

# Apolipoprotein B(Apo B)

## תיאור הבדיקה

**CPT קוד**

82172

## **שם הבדיקה**

Apolipoprotein B(Apo B)

## **שמות נוספים לבדיקה**

אפוליפופרוטאין B

## **לאבחנה/טיפול**

רמת apo B, במשותף עם מדידות של ליפידים אחרים בדם, נועדה לקבוע את מידת הסיכון לפתח מחלה קרדיו-וסקולארית ומשקפת במידת דיוק גבוהה ביותר את המסה של כל הליפופרוטאינים הגורמים להופעתו של הנגע הטרשתי בכלי הדם, ומהווה מדד לרמת LDL dense Small שהם חלקיקי ..עורקים טרשת לגרימת מוגבר פוטנציאל בעלי LDL

## **שיטת ביצוע הבדיקה**

Immuno Turbidimetric (AU5800)

## **מגבלות השיטה**

## פרטי מעבדה מבצעת

## מעבדה מבצעת

[על-אוטומטית](#)

## מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

## טלפון למידע, בירורים ותיאום

טלפון לברורים: 03-530-2100 או 03-530-2748

## מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

## המעבדה הקולטת את הדגימה

על אוטומטית

## האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

## דיגום ושינוע הבדיקה

## תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

צום 12 שעות לפני הבדיקה

## סוג הדגימה

סרום

## נפח דגימה

מבחנה מלאה

## כלי קיבול לדגימה

מבחנת ג'ל SST פקק צהוב

## תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

ניתן לשמור בטמפרטורת החדר אם נשלח באותו יום של הלקיחה. לדגימות שאינן נשלחות ביום  
הלקיחה יש להפריד את הסרום מהתאים ולשמר בקרור  $4^{\circ}\text{C}$  עד 48 שעות.

## תנאי שינוע

באותו יום של הלקיחה ניתן לשלוח בטמפרטורת החדר. דגימות הנשלחות מחוץ לשיבא יש לשלוח  
בקירור  $4^{\circ}\text{C}$ .

## זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

7 ימים בטמפרטורה  $2-8^{\circ}\text{C}$

## קריאת תוצאות

### מידע כללי

### יחידת מידה

mg/dl

### תחום ערכים תקינים

40-125 ז'נ'

## בקורות ותקני איכות

**EQA - בקרת איכות חיצונית**

EQAS LIPID PROGRAM

**בקרת איכות חיצונית חלופית**

**הסמכה/התעדה**

**שם הגוף המסמך/מתעיד**

## מועדי דיגום ותוצאות

**משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)**

עד 5 ימי עבודה

**ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:**

מבוצע בימי חמישי