

# Ceruloplasmin

## תיאור הבדיקה

### **קוד CPT**

82390

### **שם הבדיקה**

Ceruloplasmin

### **שמות נוספים לבדיקה**

צרולופלסמין

### **לאבחנה/טיפול**

סיוע באבחון מחלת וילסון

### **שיטת ביצוע הבדיקה**

Immuno Turbidimetric (AU5800)

### **מגבלות השיטה**

## פרטי מעבדה מבצעת

### **מעבדה מבצעת**

[על-אוטומטית](#)

### מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

### טלפון למידע, בירורים ותיאום

טלפון לברורים: 03-530-2100 או 03-530-2747

### מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

### המעבדה הקולטת את הדגימה

על-אוטומטית

### האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

### דיגום ושינוע הבדיקה

### תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

אין הוראות מיוחדות

### סוג הדגימה

סרום

### נפח דגימה

מבחנה מלאה

## כלי קיבול לדגימה

מבחנת ג'ל SST פקק צהוב

## תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לשמור בטמפרטורת החדר ולשלוח באותו יום של הלקיחה. אם לא נשלח באותו יום חייב הפרדה מוחלטת של הסרום מהתאים.

## תנאי שינוע

מחוץ לשיבא לשלוח בקרור

## זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

3 ימים בטמפרטורה  $2-8^{\circ}\text{C}$

## קריאת תוצאות

### מידע כללי

### יחידת מידה

mg/dl

### תחום ערכים תקינים

ז/נ: 20-60

## בקורות ותקני איכות

**בקרת איכות חיצונית - EQA**

EQAS- SERUM PROTEIN PROGRAM

**בקרת איכות חיצונית חלופית**

**הסמכה/התעדה**

**שם הגוף המסמך/מתעיד**

**מועדי דיגום ותוצאות**

**משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)**

90 דקות

**ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:**

24/7