

# Circulating anticoagulant (dRVVT)

## תיאור הבדיקה

**קוד CPT**

L0934

## **שם הבדיקה**

Circulating anticoagulant (dRVVT)

## **שמות נוספים לבדיקה**

Lupus anticoagulant (LAC), Dilute Russell Viper Venom Test, Lupus Inhibitor,, נוגד קרישה לופוס (dRVVT)

## **לאבחנה/טיפול**

חלק מבדיקות לבירור של הגורמים לקרישיות יתר

## **שיטת ביצוע הבדיקה**

ACLTOPClot detection photometry

## **מגבלות השיטה**

המוליזה וליפמיה חזקה משפיעות על תוצאת הבדיקה

## פרטי מעבדה מבצעת

## מעבדה מבצעת

[על-אוטומטית](#)

## מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

## טלפון למידע, בירורים ותיאום

בימי חול משעה 08:00 עד 14:00: 03-530-3671

## מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

חייב אישור של רופא מומחה קרישה

## המעבדה הקולטת את הדגימה

על-אוטומטית

## האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

## דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

## סוג הדגימה

פלסמה (Citate Na)

## נפח דגימה

עד הקו המסומן על המבחנה

## כלי קיבול לדגימה

מבחנת Citrate Na פקק תכלת

## תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

להקפיד על יחס נוגד קרישה-דם (לפי הקו המסומן). לערבב היטב בהיפוך איטי (5 פעמים), ללא הקצפה. לאחר הלקיחה יש לשלוח למעבדה תוך 3 שעות בטמפרטורת החדר.

## תנאי שינוע

טמפרטורת החדר

## זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

בטמפרטורה החדר תוך 4 שעות פלסמה מוקפא בטמפרטורה  $-80^{\circ}\text{C}$  עד שישה חודשים

## קריאת תוצאות

### מידע כללי

### יחידת מידה

ratio

### תחום ערכים תקינים

ז/נ קטן מ 1.18

## בקורות ותקני איכות

**בקרת איכות חיצונית - EQA**

ECAT

**בקרת איכות חיצונית חלופית**

**הסמכה/התעדה**

ISO15189

**שם הגוף המסמיך/מתעיד**

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

## מועדי דיגום ותוצאות

**משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)**

עד שבועיים

**ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:**

בימי חול בין השעות 07:00 עד 15:00