

## Glucose-CSF

### תיאור הבדיקה

**קוד CPT**

82945

**שם הבדיקה**

Glucose-CSF

**שמות נוספים לבדיקה**

גלוקוז-CSF

**לאבחנה/טיפול**

**שיטת ביצוע הבדיקה**

Enzymatic UV test (hexokinase method)(AU5800)

**מגבלות השיטה**

### פרטי מעבדה מבצעת

**מעבדה מבצעת**

[על-אוטומטית](#)

### מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

### טלפון למידע, בירורים ותיאום

טלפון לברורים: 03-530-2100 או 03-530-2747

### מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

### המעבדה הקולטת את הדגימה

על-אוטומטית

### האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

### דיגום ושינוע הבדיקה

### תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

ראה CSF test routine

### סוג הדגימה

CSF

### נפח דגימה

2מ"ל

### כלי קיבול לדגימה

מבחנה יעודית ללא תוסף פקק שחור

### תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לשלוח מיד למעבדה.

### תנאי שינוע

מחוץ לשיבא חייב להגיע למעבדה תוך שעה מלקיחה, בקרור  $2-8^{\circ}\text{C}$

### זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

שעה בטמפרטורה החדר

### קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

mg/dl

תחום ערכים תקינים

50-80 ז/נ:

### בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

**בקרת איכות חיצונית חלופית**

**הסמכה/התעדה**

**שם הגוף המסמיך/מתעיד**

**מועדי דיגום ותוצאות**

**משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)**

**עד 60 דקות**

**ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:**

**24/7**