

Phosphatase alkaline-blood, total

תיאור הבדיקה

קוד CPT

84075

שם הבדיקה

Phosphatase alkaline-blood, total

שמות נוספים לבדיקה

בדם פוספטאז אלקליין, ALP

לאבחנה/טיפול

שיטת ביצוע הבדיקה

Kinetic colour test(AU5800)

מגבלות השיטה

איקטריה חזקה - עליה בערך הנמדד

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[על-אוטומטית](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

טלפון לברורים: 03-530-2100 או 03-530-2747

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

על-אוטומטית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

אין הוראות מיוחדות

סוג הדגימה

סרום

נפח דגימה

מבחנה מלאה

כלי קיבול לדגימה

מבחנת ג'ל SST פקק צהוב

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לשמור בטמפרטורת החדר ולשלוח באותו יום של הלקיחה. אם לא נשלח באותו יום חייב הפרדה מוחלטת של הסרום מהתאים.

תנאי שינוע

מחוץ לשיבא לשלוח בקרור

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

7 ימים בטמפרטורה החדר או קרור

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

U/L

תחום ערכים תקינים

ז/נ עד 6 ימים: 0-300 ז/נ 7 ימים עד 6 שנים: 145-320 ז/נ 7 עד 9 שנים: 175-420 ז/נ 10-11 שנים:
135-550 ז/נ 12-13 שנים: 105-420 ז/נ 12-13 שנים: 200-495 ז/נ 14-15 שנים: 70-230 ז/נ 14-15 שנים:
130-525 ז/נ 16-19 שנים: 56-130 ז/נ 16-19 שנים: 62-260 ז/נ מעל 19 שנים: 45-115

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

EQAS- Clinical Chemistry (Monthly) Program

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO15189

שם הגוף המסמיך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד 90 דקות

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

24/7