

# Reticulocyte count

## תיאור הבדיקה

### קוד CPT

85044

### שם הבדיקה

Reticulocyte count

### שמות נוספים לבדיקה

ספירת רטיקולוציטים

### לאבחנה/טיפול

### שיטת ביצוע הבדיקה

Hematology Analyzer DxH900

### מגבלות השיטה

## פרטי מעבדה מבצעת

### מעבדה מבצעת

[על-אוטומטית](#)

### מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

### טלפון למידע, בירורים ותיאום

בוקר: (חול 7:30-15:30) 03-530-8162 משמרת: 03-530-2747, 2100

### מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

### המעבדה הקולטת את הדגימה

על-אוטומטית

### האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

### דיגום ושינוע הבדיקה

### תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

אין הוראות מיוחדות

### סוג הדגימה

דם מלא

### נפח דגימה

3 מ"ל במבחנת Vacutainer מבוגרים, 0.5 מ"ל במבחנה פדיאטרית

## כלי קיבול לדגימה

מבחנת EDTA פקק סגול

## תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לערבב היטב בהיפוך איטי, ללא הקצפה (5 פעמים) מיד לאחר לקיחה.

## תנאי שינוע

טמפרטורת החדר, מחוץ לשיבא לשלוח בקרור (אסור להקפיא)

## זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

8 שעות בטמפרטורה החדר

## קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

%

## תחום ערכים תקינים

5-1.5.0 משתנה לפי גיל. מפורט בדוח הבדיקה

## בקורות ותקני איכות

**בקרת איכות חיצונית - EQA**

NEQAS Reticulocyte count

**בקרת איכות חיצונית חלופית**

**הסמכה/התעדה**

**שם הגוף המסמך/מתעיד**

**מועדי דיגום ותוצאות**

**משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)**

עד 40 דקות

**ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:**

24/7