

# anti Ma2 Ab מבדיקת חלק Paraneoplastic Panel (PNS)

## תיאור הבדיקה

**קוד CPT**

86406\*2

**שם הבדיקה**

anti Ma2 Ab מבדיקת חלק Paraneoplastic Panel (PNS)

**שמות נוספים לבדיקה**

אנטי Ma2

**לאבחנה/טיפול**

אבחון Encephalitis Paraneoplastic

**שיטת ביצוע הבדיקה**

Line Blot

**מגבלות השיטה**

## פרטי מעבדה מבצעת

**מעבדה מבצעת**

[על-אוטומטית/אוטואימונית](#)

### מיקום המעבדה

מכון אוטואימוני (ליד מרכז הצומת)

### טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-530-4986

### מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

### המעבדה הקולטת את הדגימה

על אוטומטית

### האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

### דיגום ושינוע הבדיקה

### תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

אין הוראות מיוחדות

### סוג הדגימה

CSF /דם

### נפח דגימה

מבחנה מלאה

## כלי קיבול לדגימה

בחנת ג'ל ללא תוסף פקק צהוב/ מבחנה יעודית ללא תוסף

## תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

להעביר למעבדה ביום הלקיחה

## תנאי שינוע

מחוץ לשיבא לשלוח בקרור

## זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

24 שעות

## קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

## תחום ערכים תקינים

שלילי

## בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

NEQAS

**בקרת איכות חיצונית חלופית**

**הסמכה/התעדה**

**שם הגוף המסמך/מתעיד**

**מועדי דיגום ותוצאות**

**משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)**

**שבועיים**

**ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:**

**לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות**