

הכנת וצביעת חתך קפוא

תיאור הבדיקה

קוד CPT

שם הבדיקה

הכנת וצביעת חתך קפוא

שמות נוספים לבדיקה

Frozen Section, Preparation and staining of frozen section

לאבחנה/טיפול

שיטת ביצוע הבדיקה

הכנת וצביעת חתך קפוא (section frozen)

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[פתולוגיה](#)

מיקום המעבדה

בניין המעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302354

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

פתולוגיה

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

ראה/י נוהל שליחת חומר לפתולוגיה בגליון נפרד.

סוג הדגימה

ביופסית רקמה טריה

נפח דגימה

ביופסיה

כלי קיבול לדגימה

צנצנת סגורה היטב

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

להעביר מיד למעבדה

תנאי שינוע

שליח או בטיל

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

מייד מרגע הדיגום

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

בדיקה איכותית

תחום ערכים תקינים

לא ישום

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

אין

בקרת איכות חיצונית חלופית

אין

הסמכה/התעדה

ISO15189:2012

שם הגוף המסמיך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

זמן מתן התשובה תלוי במורכבות המקרה ובבדיקות נוספות

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

44401