

זיהוי מוטציות בגנים IDH1 ו-IDH2

תיאור הבדיקה

קוד CPT

שם הבדיקה

זיהוי מוטציות בגנים IDH1 ו-IDH2

שמות נוספים לבדיקה

Identification of mutations in IDH1 and IDH2 genes - 12 mutations

לאבחנה/טיפול

שיטת ביצוע הבדיקה

Real time PCR

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[פתולוגיה מולקולרית](#)

מיקום המעבדה

המכון לפתולוגיה חדר 107

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5308099

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

פתולוגיה

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

סוג הדגימה

קפוא בחומר גם להשתמש ניתן, (בלוקים) FFPE - Formalin fixed paraffin embedded tissue
וטרי

נפח דגימה

מבלוק 5-15 חתכים של 5 מקרון במבחנה או על גבי סלייד

כלי קיבול לדגימה

רקמה טריה במבחנה בקרח, רקמה קפואה במבחנה בקרח יבש, נוזלי גוף במבחנה סגורה היטב, בלוקים וסליידים

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

בלוקים וסליידים. יש אפשרות גם מרקמה טריה במבחנה בקרח, רקמה קפואה במבחנה בקרח יבש, נוזלי גוף במבחנה סגורה היטב.

תנאי שינוע

רקמה טריה במבחנה בקרח, רקמה קפואה במבחנה בקרח יבש, נוזלי גוף במבחנה סגורה היטב, בלוקים וסליידים

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

בלוקים וסליידים ללא מגבלת זמן. רקמה טריה או קפואה - במהירות האפשרית

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

לא ישים

תחום ערכים תקינים

לא ישים

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

אין

בקרת איכות חיצונית חלופית

אין

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמיך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

זמן מתן התשובה תלוי במורכבות המקרה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות