

בדיקת כיח לציטולוגיה

תיאור הבדיקה

קוד CPT

88160

שם הבדיקה

בדיקת כיח לציטולוגיה

שמות נוספים לבדיקה

Cytological sputum test for

לאבחנה/טיפול

שיטת ביצוע הבדיקה

הכנת בלוק תאים וצביעת PAP

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[פתולוגיה/ציטולוגיה](#)

מיקום המעבדה

בניין המעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302354

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

פתולוגיה/ציטולוגיה

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

ראה/י נוהל שליחת חומר לפתולוגיה בגליון נפרד. חומר שלא מתקבל באותו יום - יש לשמור במקרר

סוג הדגימה

כיח

נפח דגימה

כמה שיוצא

כלי קיבול לדגימה

קופסאות פלסטיק עם מכסה מתברג

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

להעביר מיידית למעבדה מלווה בספר חתימות. יש לשמור בקירור עד שינוע. אין להשתמש במערך הטילים.

תנאי שינוע

מערך השליחים בלבד מלווה בספר חתימות. אין לשלוח במערכת הפנאומטית.

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

להעביר מיידית למעבדה. לשמור בקירור עד שינוע.

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

בדיקה איכותית

תחום ערכים תקינים

לא ישום

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

אין

בקרת איכות חיצונית חלופית

אין

הסמכה/התעדה

ISO15189:2012

שם הגוף המסמיך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

זמן מתן התשובה תלוי במורכבות המקרה ובבדיקות נוספות

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות