

Anti-Gangliosides Antibody Panel (IgM) Anti-Gangliosides Antibody Panel (IgG)

תיאור הבדיקה

קוד CPT

שם הבדיקה

Anti-Gangliosides Antibody Panel (IgM) Anti-Gangliosides Antibody Panel (IgG)

שמות נוספים לבדיקה

GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1b (IgM, IgG)

לאבחנה/טיפול

בדיקה איכותית לזיהוי נוגדנים מסוג IgM ו-IgG ל-7 גליקוספינגוליפידים (גנגליוזידים) בו זמנית: GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1b. לאבחון Guillain-Barre' syndrome (GBS), chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy (CIDP), Multifocal motor neuropathy (MMN), Sensory neuropathy ו- Miller-Fisher syndrome (MFS)

שיטת ביצוע הבדיקה

Immunoblot

מגבלות השיטה

אין להסתמך על תוצאת הבדיקה בלבד לצורך אבחון. על הרופא המטפל לאבחן עפ"י הסמנים הקליניים בשילוב עם התוצאות הסרולוגיות.

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[נירואימונולוגיה](#)

מיקום המעבדה

שיקום חדש מרכז לטרשת נפוצה

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5305785

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

הבדיקה הינה בסל הבריאות, ומבוצעת רק תמורת התחייבות כספית או למאושפזים. יש לפנות למזכירות מרכז לטרשת נפוצה טל: 03-5303911/3811 עם הפניה מרופא.

המעבדה הקולטת את הדגימה

נירואימונולוגיה

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

סוג הדגימה

דם לסרום ופלזמה

נפח דגימה

5 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנה כימית או ספירה

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

18-24°C

תנאי שינוע

18-24°C

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

שעתיים

קריאת תוצאות

מידע כללי

התשובה ניתנת לפי דירוג: שלילי, גבולי, חיובי, חיובי חזק

יחידת מידה

תחום ערכים תקינים

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

14 ימי עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות

הערות

הערות

פנה למעבדה לקבלת ההסברים.