

# Citric acid, Spot urine

## תיאור הבדיקה

**CPT קוד**

882507

**שם הבדיקה**

Citric acid, Spot urine

**שמות נוספים לבדיקה**

שתי אקראי, חומצה ציטרית, ציטראט, Citrate

**לאבחנה/טיפול**

Diagnosis and monitoring of risk for kidney stone development

**שיטת ביצוע הבדיקה**

LCMSMS

**מגבלות השיטה**

A random collection may not fully reflect levels, limiting diagnostic reliability

## פרטי מעבדה מבצעת

**מעבדה מבצעת**

מטבולית (ביוכימיה קלינית)

## מיקום המעבדה

אגף מעבדות קומת קרקע

## טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302553

## מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

יש לשלוח אנמנזה כולל רשימת תרופות

## המעבדה הקולטת את הדגימה

על-אוטומטית

## האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

## דיגום ושינוע הבדיקה

### תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

48 שעות לפני איסוף השתן אין לשתות משקאות קלים ותוססים המכילים חומצת לימון, פירות הדר ומאכלים עשירים בויטמין C וכן יש להפסיק לקיחת תוסף ויטמין C.

הבדיקה מיועדת לנבדקים מתחת לגיל 16 בהתייעצות עם נפרולוג.

### סוג הדגימה

שתן אקראי

**נפח דגימה**

10 מ"ל

**כלי קיבול לדגימה**

מבחנה לדיגום שתן ללא תוסף פקק שקוף

**תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע**

**תנאי שינוע**

בקירור 4-80C או בהקפאה

**זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה**

60 יום בהקפאה

קריאת תוצאות

**מידע כללי**

**יחידת מידה**

mg/g creatinine

**תחום ערכים תקינים**

ערכים תלויי גיל

בקורות ותקני איכות

**EQA - בקרת איכות חיצונית**

CAP Kidney Stone Risk Assessment, KSA

**בקרת איכות חיצונית חלופית**

**הסמכה/התעדה**

**שם הגוף המסמך/מתעיד**

מועדי דיגום ותוצאות

**משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)**

44 ימי עבודה

**ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:**

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות