

Anti-Myelin associated glycoprotein (MAG) Antibody

תיאור הבדיקה

קוד CPT

שם הבדיקה

Anti-Myelin associated glycoprotein (MAG) Antibody

שמות נוספים לבדיקה

MAG

לאבחנה/טיפול

נוגדנים נגד MAG מעורבים בנירופתיות פריפריות עם הפרעה חישתית תנועתית וגם בחולים עם Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy (CIDP). לזיהוי כמותית-סמי בדיקה. ומדידת רמת נוגדנים מסוג IgM לחלבון MAG בסרום בשיטת ELISA. הבדיקה מסייעת באבחון נירופתיות במקביל לממצאים קליניים ומעבדתיים.

שיטת ביצוע הבדיקה

כמותית-סמי ELISA

מגבלות השיטה

אין להסתמך על תוצאת הבדיקה בלבד לצורך אבחון. על הרופא המטפל לאבחן עפ"י הסמנים הקליניים בשילוב עם התוצאות הסרולוגיות.

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[נירואימונולוגיה](#)

מיקום המעבדה

שיקום חדש מרכז לטרשת נפוצה

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5305785

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

הבדיקה הינה בסל הבריאות, ומבוצעת רק תמורת התחייבות כספית או למאושפזים. יש לפנות למזכירות מרכז לטרשת נפוצה טל: 03-530-3911/3811 עם הפניה מרופא.

המעבדה הקולטת את הדגימה

[נירואימונולוגיה](#)

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

סוג הדגימה

דם לסרום ופלזמה

נפח דגימה

5 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנה כימית או ספירה

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

18-24°C

תנאי שינוע

18-24°C

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

שעתיים

קריאת תוצאות

מידע כללי

התשובה ניתנת לפי דירוג : שלילי, חיובי.

יחידת מידה

תחום ערכים תקינים

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

20 ימי עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות

הערות

הערות

פנה למעבדה לקבלת ההסברים