

# (CIDP) Chronic Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy panel

## תיאור הבדיקה

**CPT קוד**

## **שם הבדיקה**

(CIDP) Chronic Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy panel

## **שמות נוספים לבדיקה**

CIDP

## **לאבחנה/טיפול**

העצבים סיבי את שעוטף ובמיאלין ההיקפים בעצבים הפוגעת אוטואימונית כרונית מחלה הינה CIDP. שכיחות המחלה 2-4 מקרים ל-100,000 אלף אנשים. המחלה מאופיינת בנוכחות נוגדנים מסוג IgG בסרום כנגד חלבונים paranodal כגון 155 Neurofascin (NF155), 186 Neurofascin (NF186), הללו הנוגדנים Contactin 1 (CNTN1), CNTN1/contactin-associated protein 1 (CASPR1). נבדקים בשיטת cell based assay (CBA). הבדיקה מסייעת באבחון נירופתיות במקביל לממצאים קליניים ומעבדתיים אחרים.

## **שיטת ביצוע הבדיקה**

Cell Based Assay

## **מגבלות השיטה**

אין להסתמך על תוצאת הבדיקה בלבד לצורך אבחון. על הרופא המטפל לאבחן עפ"י הסמנים הקליניים בשילוב עם התוצאות הסרולוגיות.

## פרטי מעבדה מבצעת

### מעבדה מבצעת

[בירואימונולוגיה](#)

### מיקום המעבדה

שיקום חדש מרכז לטרשת נפוצה

### טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5305785

### מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

הבדיקה הינה בסל הבריאות, ומבוצעת רק תמורת התחייבות כספית או למאושפזים. יש לפנות למזכירות מרכז לטרשת נפוצה טל: 03-530-3911/3811 עם הפניה מרופא.

### המעבדה הקולטת את הדגימה

[בירואימונולוגיה](#)

### האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

## דיגום ושינוע הבדיקה

### תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

### סוג הדגימה

דם לסרום ופלזמה

**נפח דגימה**

5 מ"ל

**כלי קיבול לדגימה**

מבחנה כימית או ספירה

**תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע**

18-24°C

**תנאי שינוע**

18-24°C

**זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה**

שעתיים

**קריאת תוצאות**

**מידע כללי**

התשובה ניתנת לפי דירוג : שלילי, חיובי.

**יחידת מידה**

**תחום ערכים תקינים**

**בקורות ותקני איכות**

**בקרת איכות חיצונית - EQA**

**בקרת איכות חיצונית חלופית**

**הסמכה/התעדה**

**שם הגוף המסמך/מתעיד**

**מועדי דיגום ותוצאות**

**משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)**

20 ימי עבודה

**ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:**

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות

**הערות**

**הערות**

פנה למעבדה לקבלת ההסברים