

הקפאת טרום עוברים - EF

תיאור הבדיקה

קוד CPT

שם הבדיקה

הקפאת טרום עוברים - EF

שמות נוספים לבדיקה

PRE-EMBRYO FREEZING

לאבחנה/טיפול

טיפול

שיטת ביצוע הבדיקה

הקפאת עוברים והפשרתם, לצורך שימוש במחזור טיפול עתידי נוסף.

מגבלות השיטה

לא רלוונטי

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[מעבדת IVF](#)

מיקום המעבדה

היחידה להפרייה חוץ גופית, אגף נשים ויולדות, IVF . מס' חדר מעבדה 287.

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302882/3048

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

אין

המעבדה הקולטת את הדגימה

IVF

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

לא רלוונטי

סוג הדגימה

ביציות מופרות/ טרום עוברים

נפח דגימה

לא ישים

כלי קיבול לדגימה

ציוד מעבדה סטרילי

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לא ישים

תנאי שינוע

לא ישים

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לא ישים

קריאת תוצאות

מידע כללי

לא רלוונטי

יחידת מידה

לא ישים

תחום ערכים תקינים

לא ישים

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

מבוצע ע"י חברת CAP

בקרת איכות חיצונית חלופית

לא ישום

הסמכה/התעדה

לא ישום

שם הגוף המסמיך/מתעיד

לא ישום

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

קבלת דו"ח סיכום מחזור טיפול נוכחי עד כ-10 ימים מיום השאיבה, דרך מערכת שיבא קונקט.

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות