

Total-Tau/Beta-Amyloid 1-42 Ratio

תיאור הבדיקה

CPT קוד

שם הבדיקה

Total-Tau/Beta-Amyloid 1-42 Ratio

שמות נוספים לבדיקה

T-Tau/Abeta42 Ratio

לאבחנה/טיפול

למידע על הבדיקה לחץ: מעבדה אנדוקרינית שיבא - בדיקות מיוחדות

שיטת ביצוע הבדיקה

פאנל בדיקות

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[אנדוקרינולוגיה](#)

מיקום המעבדה

בנין מטבוליזם אנדוקרינולוגיה וסוכרתקומה 4

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302801

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

כחלק מפאנל סמני אלצהיימר (pTau181, Tau-T, Abeta42). ראה גם בדיקת יחס T-
Tau/Abeta42

המעבדה הקולטת את הדגימה

אנדוקרינולוגיה והמעבדה המרכזית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

--

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

פנל הבדיקות כולל את pTau181, Tau-T, Abeta42

סוג הדגימה

נפח דגימה

כלי קיבול לדגימה

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

תנאי שינוע

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

קריאת תוצאות

מידע כללי

המעבדה אינה מספקת אינטרפטציה קלינית לתוצאות הבדיקה. לקבלת חוות דעת רפואית יש לפנות לגורם רפואי מוסמך.

יחידת מידה

Ratio Value

תחום ערכים תקינים

≤ 0.28 (=negative)

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד 5 ימי עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות