

הנצלת זרע מנפטר

תיאור הבדיקה

קוד CPT

שם הבדיקה

הנצלת זרע מנפטר

שמות נוספים לבדיקה

פירוק רקמות אשר לחיפוש זרע מעמיק בטיפות קטנות

לאבחנה/טיפול

בדומה לתהליך microTESE/MESA/TESE

שיטת ביצוע הבדיקה

פירוק רקמות אשר לביצוע חיפוש מעמיק לזרע בתנועה באמצעות מיקרוסקופ לצורך הפקאה ושימוש עתידי

מגבלות השיטה

כמות ואיכות הרקמה המתקבלת מהנפטר

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[בנק הזרע](#)

מיקום המעבדה

בנין יולדות, מזכירות: 03-5302804 מעבדה: 03-5302991

טלפון למידע, בירורים ותיאום

מזכירות: 03-5302804 מעבדה: 03-5302991

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

במקרים של בעיה המצריכה הוצאת זרע ישירות מהאשך, מבצעים ניתוחים בשיטות מתקדמות: בבעיה חסימתית מבצעים פעולה הנקראת TESE (extraction sperm Testicular) לוקחים ביופסיית אשך אבחנתית, ומנסים לבודד תאי זרע.

המעבדה הקולטת את הדגימה

מעבדת בנק הזרע

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא ישים

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

פיסות רקמת אשכים והאפידידמיס

סוג הדגימה

פיסות רקמות אשך מאזורים שונים

נפח דגימה

חתיכות רקמת אשך /רקמת אפידידמיס /

כלי קיבול לדגימה

כוסית פלסטיק מפוליפרופילן

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

מדיום MHM לשימור הרקמות במשך לילה במקרר

תנאי שינוע

נשיאה בצ'יידנית ייעודית מחדר ניתוח למעבדה

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

כתלות בזמן הנצלת הרקמות. לא יעלה על 12 שעות מרגע ההנצלה

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

לא ישים

תחום ערכים תקינים

לא ישים

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

לא ישים

בקרת איכות חיצונית חלופית

לא ישים

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמיך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

01-Feb

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה: